

1m4 Rettungsdecke

Kontraindikationen

Die Überprüfung von Kontraindikationen vor der Anwendung eines Medizinprodukts ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten und mögliche unerwünschte Wirkungen zu verhindern. Wenden Sie das Medizinprodukt nicht an, wenn einer der unten aufgeführten Punkte zutrifft.



1. **Bewusstlosigkeit:** Wenn eine Person bewusstlos ist oder nicht in der Lage ist, sich selbstständig zu bewegen oder das Medizinprodukt zu entfernen, sollte Vorsicht geboten werden, um sicherzustellen, dass die Atmung nicht beeinträchtigt wird und die Person ausreichend belüftet ist.
2. **Hitzeschäden:** Das Medizinprodukt kann Wärme reflektieren und eine erhöhte Körpertemperatur verursachen. Personen mit Hitzeschäden oder Fieber sollten daher nicht mit dem Medizinprodukt bedeckt werden.
3. **Keine direkte Anwendung auf Verbrennungen:** Das Medizinprodukt sollte niemals direkt auf Verbrennungen oder offene Hautverletzungen gelegt werden. Die metallische Oberfläche kann dazu führen, dass sich die Verbrennungen verschlimmern, da sie die Wärme reflektiert und staut. Zudem ist das Medizinprodukt nicht steril und kann zu Infektionen der Wunde führen.
4. **Bekannte Allergien oder Hautempfindlichkeiten:** Bei Personen mit bekannten Allergien gegen die Materialien (MPET), aus denen das Medizinprodukt hergestellt ist, oder mit Hautempfindlichkeiten sollte Vorsicht geboten werden.

Inbetriebnahme

Die sichere und korrekte Inbetriebnahme eines Medizinprodukts ist von entscheidender Bedeutung, um einen sicheren Einsatz zu gewährleisten. Dieses Medizinprodukt ist sowohl für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal als auch für Laien vorgesehen. Bitte folgen Sie diesen Schritten sorgfältig:

- | | |
|------------|--|
| Schritt 1: | Stellen Sie sicher, dass die Verpackung intakt ist und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Falls Sie Schäden feststellen, ist eine detaillierte Prüfung des Medizinprodukts erforderlich. Im Zweifel verwenden Sie das Medizinprodukt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler. |
| Schritt 2: | Prüfen Sie das Medizinprodukt auf äußere Schäden oder Abweichungen. Prüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind und ordnungsgemäß funktionieren. Achten Sie darauf, dass das Produkt sauber und hygienisch ist. Wenn nicht, reinigen Sie es gemäß der nachfolgenden Anweisung. |
| Schritt 3: | Machen Sie sich mit der Anwendung vertraut. Lesen Sie die Produktbeschreibung und Informationen auf der Verpackung sorgfältig durch. Wenn eine Gebrauchsanleitung mitgeliefert wurde, lesen Sie diese vollständig durch und bewahren sie für zukünftige Referenzen auf. |

Reinigung/Aufbereitung



Dieses Medizinprodukt ist nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Lagerung

Die ordnungsgemäße Lagerung Ihres Medizinprodukts ist von entscheidender Bedeutung, um dessen Qualität und Wirksamkeit sicherzustellen. Bitte befolgen Sie diese Lageranweisungen genau:



Vor Sonneneinstrahlung schützen



Die Temperatur sollte in einem Bereich zwischen 2 und 30°C liegen. Eine kurzzeitige (max. 72 Stunden) Über-/Unterschreitung hat keine negativen Auswirkungen auf das Medizinprodukt.



Die Luftfeuchtigkeit sollte in einem Bereich zwischen 40% und 60% liegen.

Entsorgung

Die ordnungsgemäße Entsorgung des Medizinprodukts muss in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen, regionalen und internationalen Richtlinien und Vorschriften erfolgen.
