



# Inventarwischtücher

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion



## Produktbeschreibung

**medichem Inventarwischtücher** sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im medizinischen Bereich. Auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen.

## Anwendungsgebiete

*Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):*  
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

*Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:*  
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten.

## Anwendung und Hinweise

Flächen mit **medichem Inventarwischtücher** bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 Sek. unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: **28 Tage**

| Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten                                    |                   |                    | 30 Sek. | 1 Min. | 2 Min. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|--------|
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid * | VAH **/ EN 16615  | hohe Belastung     |         | ✓      |        |
| Behüllte Viren                                                        |                   |                    |         |        |        |
| begrenzt viruzid                                                      | RKI/DW            | inkl. HBV/HIV/HCV  | ✓       |        |        |
|                                                                       | EN 14476          | niedrige Belastung | ✓       |        |        |
| Unbehüllte Viren                                                      |                   |                    |         |        |        |
| wirksam gegen Papova/SV40 - Viren                                     | EN 14476          | hohe Belastung     |         |        | ✓      |
| EN Normen                                                             |                   |                    |         |        |        |
| bakterizid                                                            | EN 1040           | Basistest          |         | ✓      |        |
| levurozid (C. albicans)                                               | EN 1275           | Basistest          |         | ✓      |        |
| bakterizid (medizinischer Bereich)                                    | EN 13727          | hohe Belastung     |         | ✓      |        |
| levurozid (C. albicans, medizinischer Bereich)                        | EN 13624          | hohe Belastung     |         | ✓      |        |
| bakterizid (Lebensmittel/Industriebereich)                            | EN 1276/ EN 13697 | hohe Belastung     |         | ✓      |        |
| levurozid (C. albicans, Lebensmittel/Industriebereich)                | EN 1650/ EN 13697 | hohe Belastung     |         | ✓      |        |

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* gelistet in der 5 Min.-Spalte der VAH-Liste





# Inventarwischtücher

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:  
0,50 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,  
0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

## Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

| Produktdaten                                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Produkt                                                                | Art.-Nr. |
| Feuchttuchspender (leer)                                               | MCHE948  |
| Inventarwischtücher fertig getränkt ca. 25 x 25 cm, 70 Tücher, 1 Rolle | MCHE951  |

[www.medichem-online.de](http://www.medichem-online.de)

Stand 11/2021  
Desinfektionsmittel sicher verwenden.  
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

