


COM-TeX Fix

elastischer Netzschlauchverband mit synthetischen Garnen



COM-TeX Fix ist ein elastischer Netzschlauchverband, der einen schnellen Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen ermöglicht. Der Verband ist laufmaschenfest, salbenresistent, sterilisierbar und wirtschaftlich für den Anwender. Das Netzmaterial bietet angenehme Trageigenschaften und optimale Luftdurchlässigkeit.

Anwendungsgebiete:

- zur Verbandfixierung jeglicher Art

Größe	Breite ungedehnt	Breite gedehnt	Stiche
A/1	15mm (12-18mm)	140mm (110-170mm)	18
A	25mm (22-28mm)	200mm (170-230mm)	30
B	30mm (27-33mm)	270mm (240-300mm)	36
C	45mm (42-48mm)	400mm (370-430mm)	60
D	62mm (59-65mm)	650mm (620-680mm)	80
E	72mm (69-75mm)	870mm (840-890mm)	90

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Anwendung	VE
A/1	115188	04723126	Finger, Zehen	1 St.
A	115189	04723132	Arm, Hand, Fuß	1 St.
B	115190	04723149	Bein, Schenkel	1 St.
C	115191	04723155	Kopf, Schulter,	1 St.
D	115192	04723161	kleiner Rumpf	1 St.
E	115193	04723178	Rumpf	1 St.

Länge: ca. 25m gedehnt

Materialzusammensetzung:

46% Polyester
33% Polyamid
21% Elasthan

Längsdehnung: 290%
Rückzugsvermögen: 80%, mind.

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):

siehe oben

Sterilisation:

unsteril

waschbar bis:

entfällt

CE-Kennzeichnung:

CE

Zolltarifnummer:

6002.4000

Haltbarkeit:

entfällt

Klassifizierung:

I unsteril

Anhang:

I und VII,
nach RL 93/42 EWG

Regel:

1

Produkt zum einmaligen Gebrauch

ja

medichem Vertriebs GmbH
Sandhof 8-10
D-24768 Rendsburg

Fon: +49 (0)4331 - 72185
Fax: +49 (0)4331 - 780946
info@medichem-online.de
www.medichem-online.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.