

## COM-TeX Haftbide/ krepp - color

kohäsive, elastische Fixierbinde, gekreppt,  
farbig



COM-TeX Haftbide/krepp - color ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit gekreppter Struktur und universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschneiden und ist dabei wirtschaftlich, da nur wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt.

### Anwendungsgebiete:

- zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden

### Bestellinformationen:

(Länge gedehnt)

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
6cm	157799	03079261	ca. 20m	1 St.
8cm	157817	03079491	ca. 20m	1 St.
10cm	157815	03080092	ca. 20m	1 St.
6cm	157800	03080838	ca. 20m	1 St.
8cm	157808	03081542	ca. 20m	1 St.
10cm	157816	03081559	ca. 20m	1 St.
6cm	157801	03081944	ca. 20m	1 St.
8cm	157809	03082441	ca. 20m	1 St.
10cm	157817	03082889	ca. 20m	1 St.
6cm	157802	03082895	ca. 20m	1 St.
8cm	157810	03082932	ca. 20m	1 St.
10cm	157818	03082961	ca. 20m	1 St.
6cm	111913	08824628	ca. 20m	1 St.
8cm	111915	08824657	ca. 20m	1 St.
10cm	111917	08824717	ca. 20m	1 St.
6cm	111912	08824640	ca. 20m	1 St.
8cm	111914	08824700	ca. 20m	1 St.
10cm	111916	08824746	ca. 20m	1 St.

### Materialzusammensetzung:

72% Baumwolle

28% Polyamid

Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

**Dehnung ca. (in %):**

60%

**Sterilisation:**

unsteril

**waschbar bis:**

entfällt

**CE-Kennzeichnung:**

CE

**Zolltarifnummer:**

3005.9050

**Haltbarkeit:**

3 Jahre

**Klassifizierung:**

I unsteril

**Anhang:**

I und VII,  
nach RL 93/42 EWG

**Regel:**

1

**Produkt zum  
einmaligen Gebrauch**

ja