


COM-TeX Kidstripe

fertig konfektioniertes Injektionspflaster



COM-TeX Injektionspflaster **COM-TeX Kidstripe**

COM-TeX Kidstripe ist ein fertig konfektioniertes Injektionspflaster mit Wundkissen. Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet.

COM-TeX Kidstripe ist ein Kinderpflaster in zwei Größen und zwei Farben mit verschiedenen Motiven. Das wasserabweisende Trägermaterial ist mit einem hautfreundlichen Polyacrylat-Kleber beschichtet.

Beide Produkte enthalten kein Latex.

Anwendungsgebiete:

- bei leichten Verletzungen wie Schürfwunden oder oberflächigen Schnittwunden
- zur Versorgung nach der Blutentnahme
- zur Erstversorgung

Bestellinformationen:


Ab-messung	Art-N°	PZN	Kom- presse	VE
Gr. I 10 x 40mm	154006	00030685	10 x 20mm	400 St. per Box
Gr. II 20 x 60mm	154007	00031271	20 x 25mm	200 St. per Box
72 x 19mm 63 x 19mm	117544	10285860	11 x 25mm 11 x 20mm	12 St. 8 St. (per Box)

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Polyethylen-Folie
 Kleber: hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber
 Komresse: 100% Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.
 Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.
 Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach 93/42 EWG
Regel:	4
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

medichem Vertriebs GmbH
 Sandho 8-10
 D-24768 Rendsburg

Fon: +49 (0)4331 - 72185
 Fax: +49 (0)4331 - 780946
 info@medichem-online.de
 www.medichem-online.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.