


COM-TeX Med

Wundschnellverband mit Wundkompresse



COM-TeX Med ist ein hautfarbener Wundschnellverband mit mittig aufgesetzter, saugfähiger Komresse. Diese ist mit einem Spezialvlies überzogen, um ein Verkleben mit der Wunde zu verhindern. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber beschichtet.

Anwendungsgebiete:

- bei leichten Wunden
- zur Erstversorgung

Bestellinformationen:

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
4cm	115194	04723043	ca. 5m	1 St.
6cm	115195	04723066	ca. 5m	1 St.
8cm	115196	04723072	ca. 5m	1 St.

Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: hautfarbendes Wetlaid Non-Woven (Vliesmaterial)

Kleber: Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich

Komresse: 100% Viskose, Polyesternetz um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden


Kompressengröße: 115194 = 20mm / 115195 = 25 mm / 115196 = 35mm

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.

Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung.

Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	4
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

medichem Vertriebs GmbH
Sandhof 8-10
D-24768 Rendsburg

Fon: +49 (0)4331 - 72185
Fax: +49 (0)4331 - 780946
info@medichem-online.de
www.medichem-online.de

Technische Daten, sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.