


## COM-TeX Plast/steril

steriler Wundschnellverband



COM-TeX Plast steril ist ein steriler Wundschnellverband mit einer sehr saugfähigen Wundkomresse. Diese ist mit einem Polyesternetz beschichtet, um ein Verkleben mit der Wunde zu verhindern. Das Trägermaterial ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylat-Kleber beschichtet. Idealer Sitz auch bei Gelenkwunden durch die hohe Flexibilität des Trägervlies und die rundum klebende Auflage.

### COM-TeX Plast/steril wird verwendet:

- zur postoperativen Wundversorgung
- bei steriler Versorgung von Wunden

### Bestellinformationen:

Abmessung	Art-N°	PZN	Kom- presse	VE
ca. 5,0 x 7,2cm	111843	08812559	ca. 2,5 x 3,5cm	100 St.
ca. 10,0 x 6,0 cm	122258	14046589	ca. 5 x 3 cm	50 St.
ca. 10,0 x 8,0cm	111903	08812571	ca. 4 x 5cm	50 St.
ca. 10,0 x 10,0cm	115588	04939783	ca. 5 x 5cm	50 St.
ca. 10,0 x 15,0cm	111904	08812594	ca. 5 x 10cm	50 St.
ca. 10,0 x 20,0 cm	111905	14046595	ca. 5 x 15 cm	50 St.

### Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: Terylen (Polyesterfasern), Viskose  
 Kleber: Polyacrylatkleber, hautfreundlich  
 Komresse: Viskose, Terylen (Polyesterfasern)  
 Beschichtung mit Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

### spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung.  
 Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	Ethylenoxid
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung:</b>	<b>CE 0481</b>
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.1000
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre
<b>Klassifizierung:</b>	Is
<b>Anhang:</b>	V, RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja