

1m4 AURISclear

Professionelles Ohrspülsystem zur Ohrenreinigung

- ▶ zur schonenden Reinigung des Gehörgangs mit Wasser
- ▶ mit integriertem Thermometer zur Temperaturkontrolle
- ▶ AURISTips 3-Strahl Einweg-Aufsätze mit Luer-Lock-Anschluss
- ▶ Lieferumfang: 1 x 500 ml Sprühflasche, 1 x Tip-Adapter, 1x Auffangbehälter und 20 x AURISTips Einweg-Aufsätze



Technische Daten

Material:	Sprühflasche: Polyethylen (HDPE/PE), Tip: Thermoplastisches Elastomer (TPE), Auffangschale und Adapter: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Abmessung:	280 x 140 x 90 mm
Gewicht:	130 g
HS-Code*:	90189084 DE

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
AURISclear	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564321	10029.00
Ersatz-Sprühkopf	1 Stück	1 Stück	4745010564505	10029.01
Ersatz-Adapter	1 Stück	1 Stück	4745010564512	10029.02
Auffangbehälter	1 Stück	1 Stück	4745010564529	10029.03

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz