

# 1m4 AURISclear

Prof. kõrva loputussüsteem kõrvade puhastamiseks

- ▶ Õrna kõrva puhastamiseks veega
- ▶ Integreeritud termomeetriga temperatuuri kontrollimiseks
- ▶ AURISlips 3-joaga ühekordselt kasutatavad otsikud Luer-Lock ühendusega
- ▶ Komplekti kuulub: 1 x 500 ml pihustuspudel, 1 x otsiku adapter, 1 x kogumishõu ja 20 x AURISlips ühekordselt kasutatavat otsikut



## Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Pihustuspudel: Polüetüleen (HDPE/PE), Otsik: Termoplastne elastomeer (TPE), Tilgakandik ja adapter: Akrüülnitriil-butadieen-stüreen (ABS)
Mõõt:	280 x 140 x 90 mm
Kaal:	130 g
HS-Kood*:	90189084 DE

## Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
AURISclear	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564321	10029.00
Varupritsiipea	1 tükk	1 tükk	4745010564505	10029.01
Varuadapter	1 tükk	1 tükk	4745010564512	10029.02
Tilgakandik	1 tükk	1 tükk	4745010564529	10029.03

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa  
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits