

1m4 AURISlips

Einweg-Aufsätze für Ohrspülsysteme zur Ohrenreinigung

- ▶ 3-Strahl Einweg-Aufsätze mit Luer-Lock-Anschluss
- ▶ zur schonenden Reinigung des Gehörgangs mit Wasser
- ▶ zur Verwendung mit: AURISclear, Geräte die OtoClear[®]** von Bionx[®]** verwenden und Luer-Lock Spritzen



Technische Daten

Material:	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Abmessung:	160 x 110 x 50 mm
Gewicht:	100 g
HS-Code*:	90189084 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
AURISlips	40 Stück	32 x 40 Stück	4745010564338	10030.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz

** OtoClear[®] und Bionx[®] sind geschützte Marke der BIONIX[®] LLC, Maumee, Ohio, USA und steht in keinerlei Verbindung zur 1M4 OÜ.