


1m4 AURISlips

Ühekordsed otsikud kõrvapesusüsteemidele kõrvade puhastamiseks

- ▶ 3-joaga ühekordsed otsikud Luer-Lock ühendusega
- ▶ Õrna kõrvade puhastamiseks veega
- ▶ Kasutamiseks koos: AURISclear, seadmed, mis kasutavad OtoClear®** by Bionx®** ning Luer-Lock süstlaid



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Termoplastne elastsuur (TPE)

Mõõt: 160 x 110 x 50 mm

Kaal: 100 g

HS-Kood*: 90189084 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
AURISlips	40 tükid	32 x 40 tükid	4745010564321	10029.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits

** OtoClear® ja Bionx® on BIONIX® LLC registreeritud kaubamärgid, Maumee, Ohio, USA, ja ei ole mingil viisil seotud 1M4 OÜ-ga.