


1m4 EKG-Joonlaud

EKG-de hindamiseks ja tõlgendamiseks

- ▶ Käepärane tõlgendamise abivahend täpse EKG hindamise jaoks
- ▶ PQ, QRS, QT skaala 25 mm/s + 50 mm/s ja amplituudid
- ▶ Üksikasjalik, selge esitus
- ▶ Lihtne puhastada ja kulumiskindel
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Polüvinüülkloriid (PVC)

Mõõt: 242 x 50 mm

Kaal: 16 g

HS-Kood*: 90172090 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
EKG-Joonlaud	1 tükk	100 x 1 tükk	4745010564314	10027.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits