

01m4 Jalamatt

Läbivaatuslaua polstrite kaitsmiseks

- ▶ Kaitseks kingade/jalgade poolt tekitatud kahjustuste ja saastumise eest
- ▶ Libisemiskindel, ei libise
- ▶ Vastupidav ja tugev
- ▶ Lihtne puhastada ja desinfitseerida
- ▶ Saadaval neljas värvitoonis



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Polüuretaan (PU), Looduslik kumm (NR)
Mõõt:	560 x 400 x 6 mm
Kaal:	640 g
HS-Kood*:	40169997 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Jalamatt, hall	1 tükk	20 x 1 tükk	4745010564413	10038.01
Jalamatt, must	1 tükk	20 x 1 tükk	4745010564420	10038.02
Jalamatt, sinine	1 tükk	20 x 1 tükk	4745010564437	10038.03
Jalamatt, burgundia	1 tükk	20 x 1 tükk	4745010564444	10038.04

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de