

1m4 Manchester Rattle

Hochtonrassel | High pitch rattle

- ▶ Hochfrequente Rassel nach McCormick
- ▶ zur Hörmessung mittels Ablenkungstests nach Ewing
- ▶ zum Hörscreening bei Babys ab 6 Monaten im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen
- ▶ robuster Kunststoff
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ umweltfreundliche Verpackung
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

Technische Daten

Material: Polystyrol (PS)

Abmessung: 145 – Ø 60 mm

Gewicht: 25 g

HS-Code*: 92089000 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Hochtonrassel	1 Stück	25 x 1 Stück	4270001240583	10006.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz