

1m4 Infusioonilahuse pudelihoidja

Infusiooni pudelite riputamiseks

- ▶ Klaasist/plastist pudelitele 100 kuni 1000 ml
- ▶ Kasutamiseks koos infusioonialustega
- ▶ Valmistatud roostevabast terasest
- ▶ Lihtne puhastada



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Roostevaba teras
Mõõt:	325 x Ø 95 mm
Kaal:	105 g
HS-Kood*:	73262000 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Inf.la. pud.hoidja	1 tükk	25 x 1 tükk	4745010564284	10025.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits