

1m4 Instrumentenbürste

Zur Reinigung von Instrumenten

- ▶ zur effektiven Reinigung von Instrumenten
- ▶ entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ mit zwei Nylon-Bürstenköpfen
großer Bürstenkopf: 37 mm, Borstenlänge: 12 mm
kleiner Bürstenkopf: 24 mm, Borstenlänge: 6 mm
- ▶ autoklavierbar, hitzebeständig bis 134 °C



Technische Daten

Material:	Polypropylen (PP), Nylon
Abmessung:	180 mm, Borstenlänge: 6 bzw. 13 mm
Gewicht:	8 g
HS-Code*:	96039099 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Doppelkopfbürste	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564482	12003.01

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de