

1m4 Instrumendipintsel

Instrumentide puhastamiseks

- ▶ Instrumentide tõhusaks puhastamiseks
- ▶ Eemaldab ka kangekaelse mustuse
- ▶ Kahe nailonharjastega harjakäepidemega:
Suur harjakäepide: 37 mm, harjaste pikkus: 12 mm
Väike harjakäepide: 24 mm, harjaste pikkus: 6 mm
- ▶ Autoklaaviga steriliseeritav, kuumakindel kuni 134 °C



Tehnilised spetsifikatsioonid

Material: Polüpropüleen (PP), nailon

Materjali paksus: 180 mm, harjaste pikkus: 6 või 13 mm

Kaal: 8 g

HS-Kood*: 96039099 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Topelpintsel	1 tükk	10 x 1 tükk	4745010564482	12003.01

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de