


1m4 LH-test

Nägemisteravuse diagnostika test

- ▶ Spetsiaalselt loodud lastele ja inimestele, kellel on suhtlemisraskused
- ▶ Standardiseeritud ja mitmekülgne – ideaalne kooli-, töö- ja neuroloogilisteks uuringuteks
- ▶ Dokumenteeritavad tulemused: detsimaalne nägemisteravus (-0,3 kuni 1,0), LogMAR (0,1 kuni 2,0), M-väärtus (1,5 kuni 30) ja Snelleni murd (3/6 m)
- ▶ Praktiline rõngaskaust, mis sisaldab 22 sümboltaulu, kattekaarti ja vastuskaarti
- ▶ Hindamisleht PDF-formaadis



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Paber, teras, polüetüleen (PE)
Mõõt:	150 x 148 x 5 mm
Kaal:	132 g
HS-Kood*:	49019900 DE

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
LH-Test	1 tükid	10 x 1 tükid	4745010564598	10045.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits