


1m4 LH-Test

Sehtest zur Visusdiagnostik

- ▶ Speziell entwickelt für Kinder und Personen mit Kommunikationsschwierigkeiten
- ▶ Standardisiert und vielseitig anwendbar – ideal für U-Untersuchungen (U7a, U8, U9), sowie schulische, berufliche und neurologische Untersuchungen
- ▶ Dokumentierbare Ergebnisse in Dezimalvisus (-0,3 bis 1,0), LogMAR (0,1 bis 2,0), M-Wert (1,5 bis 30) und Snellen-Bruch (3/6 m)
- ▶ Praktisches Ringbuch mit 22 Symboltafeln, Abdeckkarte und Antwortkarte
- ▶ Auswertungsbogen im PDF-Format



Technische Daten

Material:	Papier, Stahl, Polyethylen (PE)
Abmessung:	150 x 148 x 5 mm
Gewicht:	132 g
HS-Code*:	49019900 DE

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
LH-Test	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564598	10045.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz