

1m4 Mõõdulint

Lihtsaks übermõõtude mõõtmiseks

- ▶ vastupidav korpus automaatse kerimismehhanismiga
- ▶ mõõdulint sujuvalt väljatõmmatav
- ▶ skaala cm ja tollides
- ▶ mõõtevahemik 0-203 cm, jaotus 1 mm; 0-80 tolli, jaotus 1/16 tolli
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Akrüülnitriil-butadieen-stüreen (ABS), polüvinüülkloriid (PVC)

Mõõt: Ø 70 x 20 mm

Kaal: 50 g

HS-Kood*: 90178010 DE

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Mõõdulint	1 tükk	25 x 1 tükk	4745010564543	10041.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de