

1m4 Monofilament

Neurologisches Diagnostikinstrument | Neurological diagnostic tool

- ▶ zur Erkennung von Nervenschäden z.B. des diabetischen Fußes
- ▶ Metallkopf zur Überprüfung von Thermästhesie
- ▶ schützt das Filament vor Beschädigungen
- ▶ aus robustem Kunststoff
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material:	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Abmessung:	145 x Ø 12 mm
Gewicht:	15 g
HS-Code*:	90189084 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Monofilament	1 Stück	50 x 1 Stück	4270001240569	10013.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz