

1m4 Monofilament

Diagnostikavahend tundlikkuse kontrollimiseks

- ▶ Kasutatakse närvikahjustuste, näiteks diabeetiliste jalahaiguste tuvastamiseks
- ▶ Metallist pea termotundlikkuse testimiseks
- ▶ Kaitseb filamenti kahjustuste eest
- ▶ Valmistatud vastupidavast plastist
- ▶ Lihtne puhastada
- ▶ Plastivaba pakendamine
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Akrüülniitriil-butadieen-stürool-kopolümeer (ABS), Polüvinüülkloriid (PVC)
Mõõt:	145 x Ø 12 mm
Kaal:	15 g
HS-Kood*:	90189084 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Monofilament	1 tükk	50 x 1 tükk	4745010564130	10013.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits