

# 1m4 Nasenklemme

Nasenklemme | Nose clip

- ▶ mit weichem Polster
- ▶ zum Einmalgebrauch
- ▶ einzeln hygienisch verpackt
- ▶ aus Kunststoff



MD

## Technische Daten

Material:	Polypropylen (PP) , Ethylen-Vinylacetat-Copolyme (EVAC)
Abmessung:	65 x 40 mm
Gewicht:	4 g
HS-Code*:	392690979 CN

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Nasenklemme	50 Stück	20 x 50 Stück	4270001240538	10010.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)

CH

REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz