

1m4 Ninaklamber

Spiromeetrilise uuringu jaoks

- ▶ Pehme polstriga
- ▶ Ühekordseks kasutamiseks
- ▶ Individuaalselt hügieeniliselt pakendatud
- ▶ Valmistatud plastist



MD

Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Polüpropüleen (PP), Etüleen-vinüülatsetaadi kopolümeer (EVAC)

Mõõt: 65 x 40 mm

Kaal: 4 g

HS-Kood*: 392690979 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Ninaklamber	50 tükki	20 x 50 tükki	4745010564116	10010.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits