

1m4 Kõrvaotsikud

Stetoskoopide asenduskõrvaotsikud

- ▶ Ühildub kõigi 3M™ Littmann®** stetoskoopidega ja teatud teiste tootjate stetoskoopidega.
- ▶ Sarnaneb originaal Littmann® kõrvaotsikutega (suur)
- ▶ Pehmed kõrvaotsikud mugavaks kandmiseks
- ▶ Lateksivaba
- ▶ Saadaval musta või halli värv
- ▶ Pakend sisaldab 2 paari (4 tk) valitud värviga



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Räni

Mõõt: 20 x Ø 14 mm

Kaal: 1,5 g

HS-Kood*: 90189084 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Kõrvaotsikute, must	4 tükki	20 x 4 tükki	4745010564093	10097.01
Kõrvaotsikute, hall	4 tükki	20 x 4 tükki	4745010564109	10097.02

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits

**3M™ Littmann® on 3M™ Company registreeritud kaubamärk, mille peakontor asub St. Paulis, Minnesota, USA, ja seda ei ole seotud 1M4 OÜ-ga.