

# 1m4 Penlight

LED-Diagnostikleuchte | LED-Penlight

- ▶ Gehäuse und Clip aus Metall
- ▶ mit Druckschalter
- ▶ energiesparende LED-Beleuchtung
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ mit Clip für Fixierung und festen Halt
- ▶ Lieferung inkl. Batterien
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

## Technische Daten

Material:	Aluminium
Leuchtmittel	LED
Batterien	2 x AAA Micro, 1,5 V
Abmessung:	140 x Ø 12 mm
Gewicht:	35 g mit Batterien
HS-Code*:	85131000 CN
WEEE-Reg.-Nr.:	DE 42173700

## Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Penlight	1 Stück	100 x 1 Stück	4270001240545	10015.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: [info@medichem-online.de](mailto:info@medichem-online.de)

CH REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz