

1m4 Pentherm

Diagnostikinstrument zur Temperatursinnprüfung

- ▶ zur Früherkennung einer distalen symmetrischen Polyneuropathie
- ▶ basierend auf der unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien
- ▶ keine Batterie erforderlich
- ▶ leicht zu reinigen
- ▶ mit Clip für Fixierung und festen Halt
- ▶ Verpackung frei von Kunststoff
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material:	Polypropylen (PP), Edelstahl
Abmessung:	100 x Ø 15 mm
Gewicht:	46 g
HS-Code*:	85131000 PK

Produkt Daten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Pentherm	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564239	10021.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz