

1m4 Retinascheibe

zur Hell-Dunkel-Wahrnehmungstests bei Neugeborenen und Kleinstkindern

- ▶ entwickelt für die Überprüfung der Sehsinn-Funktion während der U1- und U2-Untersuchungen
- ▶ zur frühzeitigen Erkennung von Sehstörungen oder Auffälligkeiten in der visuellen Entwicklung
- ▶ zum Einsatz in der Neonatologie, Kinderarztpraxen und Geburtskliniken
- ▶ aus robustem Kunststoff



Technische Daten

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Abmessung: 165 x 80 x 2 mm

Gewicht: 22 g

HS-Code*: 49119900 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Retinascheibe	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564628	10047.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz