

1m4 Disque rétinien

Pour les tests de perception lumière-obscurité chez les nouveau-nés et les nourissons

- ▶ Conçu pour évaluer la fonction visuelle lors des premiers examens médicaux des nouveau-nés et des jeunes enfants
- ▶ Permet une détection précoce des troubles visuels ou des anomalies dans le développement visual
- ▶ Adapté à une utilisation en néonatalogie, dans les cabinets pédiatriques et les cliniques obstétricales
- ▶ Fabriqué en plastique robuste



Caractéristiques techniques

Matériau: Polychlorure de vinyle (PVC)

Dimension: 165 x 80 x 2 mm

Poids: 22 g

Code SH*: 49119900 CN

Données produit

Produit	Emballage de vente	Emballage sec.	EAN	N° de réf.
Disque de la rétine	1 pièce	10 x 1 pièce	4745010564628	10047.00

Distribution:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Allemagne

Tél.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Suisse