

1m4 Rettungsdecke

Rettungsdecke | Rescue blanket

- ▶ für den Notfall
- ▶ zum Schutz vor Auskühlung, aber auch als Hitzeschutz einsetzbar
- ▶ Standard-Version: gold/silber oder Outdoor-Version mit Signalwirkung: orange/silber
- ▶ platzsparend verpackt
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

Technische Daten

Material: metallisiertes Polyethylenterephthalat (MPET)

Abmessung: 210 x 160 cm

Gewicht: 66 g

HS-Code*: 39206219 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
gold/silber	1 Stück	200 x 1 Stück	4262398040006	10022.01
orange/silber	1 Stück	100 x 1 Stück	4262398040013	10022.02

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH

REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz