

1m4 Rettungsdecke

Zum Schutz vor Hitze und Kälte

- ▶ für den Notfall
- ▶ zum Schutz vor Auskühlung und als Hitzeschutz einsetzbar
- ▶ Standard-Version: gold/silber oder Outdoor-Version mit Signalwirkung: orange/silber
- ▶ platzsparend verpackt
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material:	metallisiertes Polyethylenterephthalat (MPET)
Abmessung:	210 x 160 cm
Gewicht:	60/80 g
HS-Code*:	39206219 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
gold/silber	1 Stück	200 x 1 Stück	4745010564246	10022.01
orange/silber	1 Stück	100 x 1 Stück	4745010564253	10022.02

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz