

1m4 Päästetekkk

Kaitseks kuumuse ja külma eest

- ▶ Hädaolukordadeks
- ▶ Saab kasutada maha jahtumise vältimiseks ja kuumakaitseks
- ▶ Standardversioon: kuldne/hõbedane või välitingimustes kasutatav signaaliefektiga versioon: oranž/hõbedane
- ▶ Ruumisäästlik pakend
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



MD

Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal:	Metalliseeritud polüetüleentereftalaat (MPET)
Mõõt:	210 x 160 cm
Kaal:	60/80 g
HS-Kood*:	39206219 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
kuld/hõbe	1 tükk	200 x 1 tükk	4745010564246	10022.01
oranž/hõbe	1 tükk	100 x 1 tükk	4745010564253	10022.02

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH

REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits