


1m4 Sehprobetafel

Sehprobentafel | Eye chart

- ▶ zur Sehschärfenbestimmung des Auges (Visus) mit Sehzeichen (Optotypen)
- ▶ in verschiedenen Ausführungen
- ▶ empfohlener Prüfabstand 6 Meter
- ▶ aus Kunststoff, abwaschbar
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD



Technische Daten

Material:	PVC
Abmessung:	27,5 x 47,5 cm
Gewicht:	195 g
HS-Code*:	49119900 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Kinderbilder	1 Stück	10 x 1 Stück	4270003227285	10019.01
Pflügerhaken	1 Stück	10 x 1 Stück	4270003227278	10019.02
Zahlen & Buchst.	1 Stück	10 x 1 Stück	4270003227261	10019.03
Zahlen	1 Stück	10 x 1 Stück	4270003227254	10019.04
Buchstaben	1 Stück	10 x 1 Stück	4270003227247	10019.05

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz