


1m4 Sehprobentafel

Zur Durchführung von Sehtests

- ▶ zur Sehschärfenbestimmung des Auges (Visus) mit Sehzeichen (Optotypen)
- ▶ in verschiedenen Ausführungen
- ▶ empfohlener Prüfabstand: 6 Meter
- ▶ aus Kunststoff, abwaschbar
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD



Technische Daten

Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Abmessung: 27,5 x 47,5 cm

Gewicht: 195 g

HS-Code*: 49119900 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Kinderbilder	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564178	10019.01
Pflügerhaken	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564185	10019.02
Zahlen & Buchst.	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564192	10019.03
Zahlen	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564208	10019.04
Buchstaben	1 Stück	10 x 1 Stück	4745010564215	10019.05

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz