

1m4 Pinard Stethoskop

Stethoskop nach Pinard | Pinard stethoscope

- ▶ zur Auskultation der fetalen Herztöne
- ▶ angenehme Haptik, da aus Holz
- ▶ Werbeanbringung möglich



MD

Technische Daten

| | |
|------------|---------------|
| Material: | Schima Holz |
| Abmessung: | 175 x Ø 47 mm |
| Gewicht: | 41 g |
| HS-Code*: | 90189084 CN |

Produktdaten

| Produkt | Verkaufsverpackung | Umverpackung | EAN | REF-Nr. |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|
| Pinard Stethoskop | 1 Stück | 20 x 1 Stück | 4262398040037 | 10024.00 |

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG, Chamerstr. 172, 6300 Zug, Schweiz