

1m4 Taschenmaske

Zur hygienischen und sicheren Beatmung

- ▶ mit Einwegventil zum Schutz des Ersthelfers
- ▶ luftgefüllter Maskenrand zur optimalen Abdichtung
- ▶ mit einstellbarem Fixierband
- ▶ inkl. einem Paar Einmalhandschuhe
- ▶ in Hartschalenbox, weiß
- ▶ Werbeanbringung möglich



Technische Daten

Material:	Polyvinylchlorid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Abmessung:	140 x 105 x 50 mm
Gewicht:	110 g
HS-Code*:	90192020 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Taschenmaske	1 Stück	25 x 1 Stück	4745010564086	10034.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Schweiz