

1m4 Taskusuurune elustamismask

Hügieeniliseks ja ohutuks hingamiseks

- ▶ Ühesuunalise ventiiliga esmaabi andja kaitseks
- ▶ Õhuga täidetud maskipolster optimaalse tihendamise tagamiseks
- ▶ Reguleeritava fikseerimisrihmaga
- ▶ Koos ühe paari ühekordselt kasutatavate kinnastega
- ▶ Kõvakestaga karbis, valge
- ▶ Saadaval on kohandatud märgistus



Tehnilised spetsifikatsioonid

Materjal: Polüvinüülkloriid (PVC), Akrüülnitriil-butadieen-stürool (ABS)

Mõõt: 140 x 105 x 50 mm

Kaal: 110 g

HS-Kood*: 90192020 CN

Tooteandmed

Toode	Jaemüügi pak.	Väline pakend	EAN	REF-Nr.
Elustamismask	1 tükk	25 x 1 tükk	4745010564086	10034.00

Müük:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Saksamaa

Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de



TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Šveits