


1m4 Goniomètre

Pour la mesure des angles articulaires

- ▶ pour la mesure de la position et de la mobilité des articulations selon la méthode neutre-zéro
- ▶ adapté pour l'orthopédie, la physiothérapie et la médecine de réhabilitation
- ▶ avec graduation imprimée et règle (division en centimètres et pouces)
- ▶ plastique robuste, flexible et transparent
- ▶ facile à nettoyer
- ▶ personnalisation possible



MD

Caractéristiques techniques

Matériau: Polychlorure de vinyle (PVC)

Dimension: 215 x 45 mm

Poids: 25 g

Code SH*: 90172090 CN

Données produit

Produit	Emballage de vente	Emballage sec.	EAN	N° de réf.
Goniomètre	1 pièce	50 x 1 pièce	4745010564147	10014.00

Distribution:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Allemagne

Tél.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-mail: info@medichem-online.de

CH REP

TAS SAT AG • Chamerstr. 172 • 6300 Zug • Suisse