

1m4 Zungenläppchen

Zur Fixierung der Zunge bei HNO-Untersuchungen

- ▶ aus Medizinalkrepp
- ▶ ca. 100% in der Länge dehnbar
- ▶ passend für die gängigen Rollenspender
- ▶ pro Rolle 115 Stück



Technische Daten

Material:	Krepppapier
Abmessung:	185 x 175 x 85 mm
Gewicht:	365 g
HS-Code*:	48030039 CN

Produktdaten

Produkt	Verkaufsverpackung	Umverpackung	EAN	REF-Nr.
Zungenläppchen	6 Rollen á 115 Stück	40 x 6 Rollen	4745010564406	10037.00

Vertrieb:

medichem Vertriebs GmbH • Sandhof 8-10 • 24768 Rendsburg • Deutschland
Tel.: +49 4331-72 18 5 • Fax: +49 4331-78 09 46 • E-Mail: info@medichem-online.de